

CUSCINO FLUFFY

Codice	Descrizione
MPR 158	Cuscino FLUFFY

Descrizione ed indicazioni

Cuscino in poliuretano a lenta memoria per NIV - Non Invasive Ventilation - Ventilazione non invasiva.

Confortevole

La superficie morbida si adatta alla naturale conformazione della testa grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano a lenta memoria a al rivestimento in cotone naturale.

Versatile

E' possibile dormire sia supini che sul fianco con ogni tipo di maschera: nasale, facciale o nasal-pillow.

Efficace

Evita le perdite dalla maschera dovute all'appoggio sul cuscino. La possibilità di dormire sul fianco riduce, di fatto, il numero di apnee posturali aiutando a migliorare la qualità del sonno.

Dimensioni **33,5 x 50 x 9 cm**

Materiali componenti

Cuscino **100% poliuretano espanso**

Fodera **100% cotone**

Modalità di lavaggio

Cuscino Tamponare solo con acqua pulita.

Fodera Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40°.

Non candeggiare.

Non centrifugare.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: V0803

Progressivo di registrazione: 828111/R



Produttore **MEDICAL PRODUCT RESEARCH srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE