

DATA DI STAMPA: Martedì, 3 Aprile 2018



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/07415/

07415 POLIERCOLINA

Dispositivo per l'esecuzione di esercizi di rinforzo contro resistenza per arti superiori ed inferiori.

Sono possibili esercizi in tutte le direzioni, in postura eretta o seduta, e con carichi variabili limitati ed applicati mediante impiego di pesi. In particolare è possibile una richiesta di lavoro all'utente con entrambi gli arti superiori durante l'esecuzione di esercizi specifici.


Inoltre è possibile regolare e bloccare le pulegge in qualunque posizione intermedia lungo tutta l'altezza della struttura fino a 220 cm.

La regolazione avviene in maniera agevole senza impiego di attrezzi e per scorrimento su aste cromate. Una spalliera a corredo offre ulteriori possibilità di esercizi.

La struttura è in acciaio verniciato ed è destinata ad impiego con applicazione a parete.

Viene fornita con un gruppo di 20 pesi da kg 1 ciascuno e 2 pesi da kg 0.5. Ferramenta in dotazione.

Nota: È possibile eseguire esercizi per gli arti inferiori ordinando gli accessori AC0094 – MOSCHETTONE e AC0299 – FASCIA MANO-POLSO CAVIGLIERA.



07415 - POLIERCOLINA


Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni : 122 x 33 x 220 h cm

Peso : 74 kg

Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ALL LANGUAGES

Manuale Istruzioni - 07415 - Manuale istruzioni  .pdf 649.1 KB

Dichiarazione conformità - 07415 - POLIERCOLINA -
Dichiarazione conformità  .pdf 261.61 KB

DOCUMENTI IN ITALIANO

Approfondimenti - 07415 - POLIERCOLINA -
Documentazione varia .pdf 2.12 MB

Manuale delle terapie - 07415 - Manuale delle terapie  .pdf 2.12 MB

DOCUMENTI IN ENGLISH

Manuale delle terapie - 07415 - Manuale delle terapie  .pdf 5.31 MB


 Il documento è disponibile per il download in area riservata

Accessori




01240 BACK SCHOOL - VOLUME 1 - DI BENEDETTO TOSO

Il primo volume del prof. Benedetto Toso contiene le basi pratiche di molti metodi scelti per dare forma alla moderna scuola della schiena.




01241 BACK SCHOOL - VOLUME 2 - DI BENEDETTO TOSO

Il secondo volume affronta le più attuali ed evolute tipologie d'intervento educativo, preventivo e terapeutico al paziente.




01948 MANUALE MAL DI SCHIENA

Manuale di esercizi per la prevenzione del mal di schiena con la spalliera. Stampato in Maggio 2016; 20 pagine; Edizione italiana.




02110.CD CD-ROM ERCOLINA/POLIERCOLINA

Ercolina & Poliercolina sono dispositivi per l'esecuzione di esercizi di rinforzo contro resistenza per arti superiori ed inferiori. Sono possibili esercizi in tutte le direzioni, in postura eretta o seduta, e con carichi variabili limitati ed applicati



04710 POGGIASCHIENA PER SPALLIERA

Poggiaschiene per spalliera, imbottito e rivestito in similpelle lavabile, con ganci. Dimensioni 31 x 16 x 48 h cm.



04720 PANCA ADDOMINALE

Panca addominale in acciaio con piano imbottito, agganciabile alla spalliera. Cuscino cervicale e blocca piedi regolabile. Dimensioni 196 x 32 x 32 h cm.



04820 PANCHETTA

Panchetta in acciaio verniciato, piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile, smontabile. Dimensioni 60 x 30 x 42 h cm



04840 PANCHETTA GINNY

Panchetta in acciaio verniciato, reclinabile, piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile, smontabile. Dimensioni 120 x 30 x 42 h cm.



04850 PANCHETTA PIVETTA

Panchetta in acciaio verniciato, piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile, smontabile. Dimensioni 128 x 28/23 x 42 h cm.




AC0059 CAVIGLIERA 1

Fascia imbottita e rivestita in similpelle nera con anello cromato, confortevole e facilmente igienizzabile



AC0060 CINTURINO

Fascia da polso imbottita e rivestita in similpelle nera con anello cromato, viene bloccata con fascia regolabile con velcro ad alta resistenza.




AC0094 MOSCHETTONE

Elemento di base multuso, garantisce l'aggancio in sicurezza tra la griglia/struttura ed i diversi attrezzi.



AC0298 MANIGLIA 2

Maniglia con presa in gomma antiscivolamento di diametro 30 mm, con anello cromato per aggancio di diametro 35 mm.



AC0299 FASCIA MANO-POLSO CAVIGLIERA


Fascia indicata per utilizzo durante esercizi vari di rinforzo o di sospensione ed anche con funzione di cavigliera.




AC0302 BARRA PER ESERCIZI

Barra in tubolare di metallo verniciato con 3 anelli per l'aggancio tramite moschettone ad una corda e ad altri attrezzi, a seconda dell'esercizio impostato dal terapeuta.



Altre immagini dell'articolo



Utilizzo stazioni a corda



Utilizzo stazioni a corda



Utilizzabile anche da persone su carrozzina