

I-TECH PHYSIO

I-Tech Physio è l'elettrostimolatore facile da usare e completamente programmabile per la terapia del dolore e la riabilitazione muscolare.

- 14 PROGRAMMI TENS
- 21 PROGRAMMI NEMS
- 15 PROGRAMMI BEAUTY
- 9 PROGRAMMI INCONTINENZA
- 27 PROGRAMMI RIABILITAZIONE
- 13 MEMORIE LIBERE

STIMOLAZIONE DENERVATO

CND Z120601

REP 1225566/S

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

I-TECH PHYSIO è un dispositivo medico CE0068



DOTAZIONE

- ✓ Apparecchio con display grafico a 2 canali
- ✓ 2 cavi di connessione per la trasmissione degli impulsi elettrici
- ✓ 2 cavetti sdoppiatori per raddoppiare l'area di copertura degli elettrodi
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati
- ✓ Kit ionoforesi (elettrodi in silicone, spugne porta elettrodo, fascia)
- ✓ elastica fissaggio elettrodi
- ✓ Batteria ricaricabile estraibile
- ✓ Caricabatteria
- ✓ Manuale utente
- ✓ Manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa di contenimento



CARATTERISTICHE

- ✓ 2 canali indipendenti
- ✓ Onda quadra bifasica compensata
- ✓ Onda quadra monofasica
- ✓ Onda Interferenziale, Kotz
- ✓ Dispositivo programmabile
- ✓ Intensità massima 200 mApp
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Clip aggancio cintura
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica

PROGRAMMI

TENS

01 Tens rapido	16 Denervato triangolare 50 ms	19 Decontratturante
02 Tens endorfinico	17 Denervato triangolare 100 ms	20 Massaggio profondo
03 Tens ai valori massimi	18 Denervato triangolare 150 ms	21 EMS
04 Antinfiammatorio	19 Denervato triangolare 200 ms	
05 Cervicalgia/Cefalea miotensiva	20 Denervato triangolare 250 ms	
06 Lombalgia/Sciatalgia	21 Interferenziale	
07 Distorsioni/Contusioni	22 Tens con modulazione in ampiezza	
08 Vascolarizzazione	23 Tens alternata	
09 Decontratturante	24 Tens con modulazione in frequenza	
10 Dolori mano e polso	25 Tens con modulazione in frequenza	
11 Stimolazione plantare	26 Tens con modulazione in ampiezza	
12 Epicondilitis	27 Kotz	

REHA

01 Ionoforesi L	01 Riscaldamento	01 Rassodamento arti superiori e tronco
02 Ionoforesi M	02 Resistenza arti superiori e tronco	02 Rassodamento arti inferiori
03 Ionoforesi H	03 Resistenza arti inferiori	03 Tonificazione arti superiori e tronco
04 Microcorrente	04 Forza resistente arti superiori e tronco	04 Tonificazione arti inferiori
05 Ematoma	05 Forza resistente arti inferiori	05 Definizione arti superiori e tronco
06 Edema	06 Forza base arti superiori e tronco	06 Definizioni arti inferiori
07 Tens sequenziale	07 Forza base arti inferiori	07 Modellamento
08 Tens Burst	08 Forza veloce arti superiori e tronco	08 Microlifting
09 Prevenzione atrofia	09 Forza veloce arti inferiori	09 Lipolisi addome
10 Atrofia	10 Forza esplosiva arti superiori e tronco	10 Lipolisi cosce
11 Denervato quadra 50 ms	11 Forza esplosiva arti inferiori	11 Lipolisi glutei e fianchi
12 Denervato quadra 100 ms	12 Capillarizzazione profonda	12 Lipolisi braccia
13 Denervato quadra 150 ms	13 Recupero muscolare	13 Elasticità tessuti
14 Denervato quadra 200 ms	14 Agonista-antagonista	14 Capillarizzazione
15 Denervato quadra 250 ms	15 Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco	15 Pesantezza alle gambe
	16 Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori	
	17 Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco	
	18 Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori	

BEAUTY

01 Rassodamento arti superiori e tronco
02 Rassodamento arti inferiori
03 Tonificazione arti superiori e tronco
04 Tonificazione arti inferiori
05 Definizione arti superiori e tronco
06 Definizioni arti inferiori
07 Modellamento
08 Microlifting
09 Lipolisi addome
10 Lipolisi cosce
11 Lipolisi glutei e fianchi
12 Lipolisi braccia
13 Elasticità tessuti
14 Capillarizzazione
15 Pesantezza alle gambe

INCONTINENZA

01 Incontinenza da stress
02 Incontinenza da stress
03 Incontinenza da stress
04 Incontinenza da urgenza
05 Incontinenza da urgenza
06 Incontinenza da urgenza
07 Incontinenza mista
08 Incontinenza mista
09 Incontinenza mista